

Anticorps Polyclonal Anti-Mef2A Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q02078

Numéro d'article: CM0017159



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la protéine humaine MEF2A. Validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Réagit avec des échantillons humains, de souris et de rat. Convient aux études sur le développement musculaire et la régulation de la transcription.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-MEF2A
Remarques/Alias	mef2; ADCAD1; RSRFC4; RSRFC9; MEF2A
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	4205
ID de gène	4205
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 1-100 de la protéine humaine MEF2A (NP_001124400.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q02078
Poids de la protéine	55 kDa
Expédition	Sac de glace