

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Mef2C Pour Wb, If, Ihc, Elisa - Q06413

Numéro d'article: CM0016085

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-MEF2C validé pour WB, IF-P, IHC-P et ELISA. Réaction croisée avec l'humain, la souris et le rat. Idéal pour les études sur le développement musculaire, la neurobiologie et la régulation de la transcription. SWISS : Q06413.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MEF2C Rabbit pAb
Remarques / Alias	NEDHSIL; DEL5q14.3; C5DELq14.3; MEF2C
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	4208
GeneID	4208
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 170-380 de la protéine MEF2C humaine (NP_002388.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q06413
Poids de la protéine	51kDa
Expédition	Sac de glace