


Anticorps Polyclonal Anti-Mef2D Pour Wb, Ihc, Elisa - Q14814

Numéro d'article: CM0019142



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le MEF2D humain (56 kDa), validé pour WB, IHC et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour l'étude de la régulation transcriptionnelle dans le développement musculaire et neuronal.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	MEF2D Lapin pAb
Remarques/Alias	MEF2D
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	4209
GeneID	4209
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 431-521 du MEF2D humain (NP_005911.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q14814
Poids Protéique	56kDa
Expédition	Sac de glace