


Anticorps Monoclonal Anti-Mégaline/Lrp2 Pour Wb, If, Ihc, Fc Et Elisa - P98164

Numéro d'article: CM0006333



Introduction

Anticorps monoclonal recombinant de lapin ciblant la région C-terminale humaine de la Mégaline/LRP2. Validé pour WB, IF-P, IHC-P, FC (intracellulaire) et ELISA. Détecte la LRP2 humaine, murine et de rat (~522 kDa), un récepteur d'endocytose à ligands multiples essentiel à la réabsorption rénale, au développement neural et au métabolisme des lipoprotéines.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Ac monoclonal de lapin anti-Mégaline/LRP2
Remarques/Alias	DBS ; GP330 ; LRP-2 ; Mégaline/LRP2
Espèce	Humaine
GenelD (humain)	4036
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 4446-4655 de la Mégaline/LRP2 humaine (NP_004516.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF-P, IHC-P, FC (intracellulaire), ELISA
Réactivité croisée	Humaine, souris, rat
SWISS	P98164
Poids de la protéine	522 kDa
Expédition	Sac de glace