

## Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Meis1 Pour Wb, If/Icc, Elisa - 000470

Numéro d'article: CM0020600



### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-MEIS1 validé pour le transfert Western, l'immunofluorescence/immunocytochimie et l'ELISA. Réagit avec MEIS1 humain, murin et de rat. Idéal pour étudier l'hématopoïèse, la régulation transcriptionnelle et la leucémie.

[En savoir plus](#)

| Paramètre           | Valeur                                                                                                                    |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit      | pAb de lapin MEIS1                                                                                                        |
| Remarques/Alias     | MEIS1                                                                                                                     |
| Espèce              | Humain                                                                                                                    |
| Identifiant du gène | 4211                                                                                                                      |
| Immunogène          | Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 300-390 de MEIS1 humain (NP_002389.1). |
| Source              | Lapin                                                                                                                     |
| Catégorie           | Anticorps polyclonaux                                                                                                     |
| Application         | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                         |
| Réactivité croisée  | Humain, Souris, Rat                                                                                                       |
| SWISS               | 000470                                                                                                                    |
| Poids protéique     | 43kDa                                                                                                                     |
| Expédition          | Sac de glace                                                                                                              |