

Anticorps Monoclonal Anti-Meis2 Pour Wb, Elisa - O14770

Numéro d'article: CM0008105



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant le MEIS2 humain, validé pour le Western blot et l'ELISA. Détecte le MEIS2 humain et souris. Idéal pour les études sur la régulation de la transcription et la biologie du développement.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	MEIS2 Lapin mAb
Remarques/Alias	MRG1; CPCMR; HsT18361; MEIS2
Espèce	Humain
GeneID (humain)	4212
GeneID	4212
Immunogène	Peptide Synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 du MEIS2 humain (O14770).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris
SWISS	O14770
Poids Protéique	52kDa
Expédition	Sac de glace