

Anticorps Polyclonal Anti-Meis2 Pour Wb, Elisa - O14770

Numéro d'article: CM0026378



Introduction

Anticorps Polyclonal Lapin MEIS2 validé pour WB et ELISA avec réactivité croisée pour la souris et le rat. Convient pour l'étude de la régulation transcriptionnelle et de la biologie du développement. Immunogène de protéine recombinante.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	MEIS2 Lapin pAb
Remarques/Alias	MRG1; CPCMR; HsT18361; MEIS2
Espèce	Humain
ID de Gène	4212
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 351-470 de MEIS2 humain (NP_733776.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Souris, Rat
SWISS	O14770
Poids Protéique	52kDa
Expédition	Sac de glace