

Anticorps Polyclonal Anti-Meis3 Pour Western Blot Et Elisa - Q99687

Numéro d'article: CM0020173

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité contre l'humain MEIS3, validé pour le Western Blot et l'ELISA. Convient pour la recherche sur la régulation transcriptionnelle, la survie des cellules bêta pancréatiques et la localisation nucléaire. Réagit avec l'humain, la souris et le rat.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	MEIS3 Lapin pAb
Remarques/Alias	MRG2 ; MEIS3
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	56917
ID du gène	56917
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 325-375 de l'humain MEIS3 (NP_001287988.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q99687
Poids moléculaire protéique	41 kDa
Expédition	Sac de glace