

Anticorps Polyclonal Anti-Mek1 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q02750

Numéro d'article: CM0013680



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la MEK1 humaine (MAP2K1) pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA ; présente une réactivité croisée avec la souris et le rat. Conçu pour les études de la voie MAPK/ERK et le développement diagnostique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MEK1 Rabbit pAb
Remarques/Alias	MEL; CFC3; MEK1; MKK1; MAPKK1; PRKMK1
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	5604
Identifiant du gène	5604
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 de la MEK1 humaine (NP_002746.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q02750
Poids moléculaire de la protéine	43 kDa
Expédition	Sac de glace