

Anticorps Monoclonaux De Lapin Anti-Mek1 Pour Wb, If/Icc, Ip, Elisa - Q02750

Numéro d'article: CM0003901



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant le MEK1 humain (MAP2K1), une MAP kinase kinase à double spécificité. Convient pour WB, IF/IFC, IP, ELISA ; réagit croisé avec l'humain, la souris, le rat. Idéal pour l'étude de la voie de signalisation MAPK/ERK (UniProt : Q02750).

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	MEK1 mAc Lapin
Remarques/Alias	MEL; CFC3; MEK1; MKK1; MAPKK1; PRKMK1
Espèce	Humain
GeneID (humain)	5604
GeneID	5604
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 du MEK1 humain (Q02750).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IF/IFC, IP, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q02750
Poids Protéique	43kDa
Expédition	Sac de glace