

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Mek1 Pour Wb, Ip, Elisa - Q02750

Numéro d'article: CM0003100



Introduction

Anticorps monoclonal lapin anti-MEK1 pour WB, IP, ELISA chez l'homme, la souris et le rat. Cible MAP2K1/MEK1 (Q02750), une kinase clé de la voie MAPK/ERK. Idéal pour la recherche sur le cancer et la transduction de signaux.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MEK1 mAb lapin
Remarques / Alias	MEL ; CFC3 ; MEK1 ; MKK1 ; MAPKK1 ; PRKMK1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5604
GeneID	5604
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 150 et 250 de la MEK1 humaine (Q02750)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q02750
Poids de la protéine	43 kDa
Expédition	Sac de glace