

Anticorps Monoclonal Anti-Mek1/Mek2 Pour Wb, Elisa - Q02750/P36507

Numéro d'article: CM0009922



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin de haute qualité ciblant les kinases MEK1/MEK2 humaines. Convient pour les applications Western blot et ELISA, avec réactivité croisée pour la souris et le rat. Outil essentiel pour la recherche sur la signalisation MAPK/ERK.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	MEK1/MEK2 Lapin mAb
Remarques/Alias	CFC3; MAPKK1; MEK1; MKK1; PRKMK1; MEK1/MEK2
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	5604/5605
ID de Gène	5604/5605
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-360 de MEK1/MEK2 humain (Q02750)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q02750/P36507
Poids Protéique	44kDa
Expédition	Sac de glace