

Anticorps Monoclonal Anti-Mek1/Mek2 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q02750 / P36507

Numéro d'article: CM0007259



Introduction

Cet anticorps monoclonal de lapin cible MEK1/MEK2, validé pour le Western blot, l'IHC-P et l'ELISA. Il réagit avec les échantillons humains, murins et de rat et est idéal pour l'étude de la voie de signalisation MAPK/ERK.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Description
Nom du produit	mAb de lapin anti-MEK1/MEK2
Remarques/Alias	CFC3 ; MAPKK1 ; MEK1 ; MKK1 ; PRKMK1 ; MEK1/MEK2
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	5604/5605
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 170 et 270 de MEK1/MEK2 humaine (NP_002746.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, souris, rat
SWISS	Q02750 / P36507
Poids de la protéine	44 kDa
Expédition	Sac de glace