

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Mek1/Mek2 Pour Wb, Elisa - Q02750/P36507

Numéro d'article: CM0024325



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant MEK1/MEK2 (MAP2K1/2), validé pour Western blot et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour les études de la voie de signalisation MAPK/ERK et le développement de tests diagnostiques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MEK1/MEK2 Rabbit pAb
Remarques / Alias	MEK1/MEK2
Espèce	Humain
GeneID (humain)	5604/5605
GeneID	5604/5605
Immunogène	Peptide synthétique Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 200 à 300 de MAP2K1 humaine (NP_002746.1).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	Q02750/P36507
Poids de la protéine	40 kDa / 43 kDa / 44 kDa
Expédition	Sac de glace