

Anticorps Polyclonal Anti-Mek2 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P36507

Numéro d'article: CM0013281



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la MEK2 humaine, validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Détecte la MEK2 chez l'homme, la souris et le rat. Convient pour la recherche sur la signalisation MAPK.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé KO] MEK2 Rabbit pAb
Remarques/Alias	CFC4; MEK2; MKK2; MAPKK2; PRKMK2; K2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5605
GeneID	5605
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 de la MEK2 humaine (NP_109587.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P36507
Poids protéique	44kDa
Expédition	Sac de glace