

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Mek3 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P46734

Numéro d'article: CM0008547

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin de haute qualité dirigé contre la MEK3 humaine (MKK3, MAPKK3). Validé pour la WB, l'IF/ICC et l'ELISA. Réagit également avec les protéines de souris et de rat. Idéal pour l'étude des voies de signalisation MAPK p38.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-MEK3
Remarques/Alias	MEK3 ; MKK3 ; MAPKK3 ; PRKMK3 ; SAPKK2 ; SAPKK-2
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	5606
GeneID	5606
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 150 à 347 de la MEK3 humaine (P46734)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Homme, souris, rat
SWISS	P46734
Poids moléculaire de la protéine	39 kDa
Expédition	Sac de glace