

Anticorps Monoclonal Anti-Mek5 Pour Wb Et Elisa - Q13163

Numéro d'article: CM0002581



Introduction

Anticorps monoclonal anti-MEK5 validé pour WB et ELISA. Réagit avec l'humain, la souris, le rat. Cible la kinase MAP2K5 impliquée dans la signalisation MAPK, l'apoptose et le développement cardiaque. Idéal pour une utilisation en recherche.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb Lapin MEK5
Remarques/Alias	MEK5
Espèce	Humain
Identifiant du gène	5607
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 250-350 de la MEK5 humaine (Q13163).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q13163
Poids moléculaire de la protéine	50kDa
Expédition	Sac de glace