

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Mek5 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q13163

Numéro d'article: CM0024843



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant MEK5 humain (MAP2K5), validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur la signalisation MAPK, l'apoptose et le développement cardiaque.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MEK5 Lapin pAb
Remarques/Alias	MEK5; MAPKK5; PRKMK5; HsT17454
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5607
GeneID	5607
Immunogène	Protéine recombinante; Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-190 de MEK5 humain (NP_660143.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q13163
Poids moléculaire	50kDa
Expédition	Sac de glace