

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Mek6 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P52564

Numéro d'article: CM0030981



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin MEK6 validé pour WB, IF/ICC, ELISA chez l'humain, la souris et le rat. Immunogène recombinant ciblant la MAPKK6 activée par le stress ; idéal pour la recherche sur la signalisation des cytokines et du stress.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MEK6 Lapin pAb
Remarques/Alias	MEK6; MKK6; MAPKK6; PRKMK6; SAPKK3; SAPKK-3
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5608
GeneID	5608
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-334 de MEK6 humaine (NP_002749.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P52564
Poids moléculaire	37kDa
Expédition	Sac de glace