


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Mek7 (Validé Ko) Pour Wb, If/Icc, Elisa - O14733

Numéro d'article: CM0020674



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin validé KO ciblant MEK7 (MKK7, JNKK2). Convient pour WB, IF/ICC et ELISA sur des échantillons humains, de souris et de rat. Idéal pour la recherche sur la voie de signalisation des kinases MAP JNK activées par le stress et l'apoptose.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	[Validé KO] MEK7 Lapin pAb
Remarques/Alias	MEK; MKK7; JNKK2; MEK 7; MAPKK7; PRKMK7; SAPKK4; SAPKK-4; K7
Espèce	Humain
GeneID (humain)	5609
GeneID	5609
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-250 de MEK7 humain (NP_660186.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O14733
Poids Protéique	47kDa
Expédition	Sac de glace