


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Mekk2 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Y2U5

Numéro d'article: CM0002666



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin de haute qualité ciblant la MEKK2 humaine (MAP3K2), validé pour le Western blot, l'IHC-P et l'ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Outil essentiel pour la recherche sur les MAP kinases.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin MEKK2
Remarques/Alias	MEKK2 ; MEKK2B
Espèce	Humain
GenelD (humain)	10746
GenelD	10746
Immunogène	Peptide synthétique
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9Y2U5
Poids moléculaire protéique	70 kDa
Expédition	Sac de glace