

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Mekk3 (Map3K3) Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q99759

Numéro d'article: CM0019547



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre MEKK3 (MAP3K3) pour le Western blot, l'IHC-P et l'ELISA. Validé sur des échantillons humains, de souris et de rat ; adapté à l'étude de la signalisation MAPK et de l'activation des facteurs de transcription.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MEKK3 Rabbit pAb
Remarques/Alias	MEKK3 ; MAPKKK3
Espèce	Humaine
ID du gène	4215
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-220 de MEKK3 humain (NP_976226.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	Q99759
Poids de la protéine	71 kDa
Expédition	Sac de glace