

Anticorps Monoclonal Anti-Mekk3 Pour Wb - Q99759

Numéro d'article: CM0012719



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre MEKK3 humain (MAP3K3), validé pour WB et ELISA, réactif avec l'humain et la souris, poids de la protéine 71kDa. Idéal pour la recherche sur la transduction du signal.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	MEKK3 Lapin mAb
Remarques/Alias	MEKK3; MAPKKK3
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	4215
ID de Gène	4215
Immunogène	Peptide Synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 de MEKK3 humain (Q99759).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris
SWISS	Q99759
Poids de la Protéine	71kDa
Expédition	Sac de glace