

Anticorps Polyclonal Anti-Melan-A/Mart-1 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q16655

Numéro d'article: CM0024868



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant Melan-A/MART-1, une protéine de biogenèse des mélanosomes. Validé pour WB, IF/ICC, ELISA ; réagit de manière croisée avec l'humain, la souris, le rat. Idéal pour les études sur le mélanome et les mélanocytes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti Melan-A/MART-1
Remarques/Alias	MART1 ; MART-1 ; Melan-A/MART-1
Espèce	Humain
GenelD (humain)	2315
GenelD	2315
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 48-118 de Melan-A/MART-1 humain (NP_005502.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q16655
Poids protéique	13 kDa
Expédition	Sac de glace