

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Melan-A/Mart-1 Pour Wb, If, Ihc, Elisa - Q16655

Numéro d'article: CM0007214



Introduction

mAb de lapin anti-Melan-A/MART-1 (Q16655) validé pour WB, IF, IHC, ELISA. Spécifique de l'antigène du mélanome humain de 13 kDa. Idéal pour la recherche sur les mélanocytes et le mélanome.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-Melan-A/MART-1
Remarques/Alias	MART1; MART-1; Melan-A/MART-1
Espèce	Humaine
GenelD (humain)	2315
GenelD	2315
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 11 et 110 de MLANA humain (NP_005502.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonal
Application	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	Q16655
Poids moléculaire	13 kDa
Expédition	Sac de glace