


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Melk Pour Wb Et Elisa - Q14680

Numéro d'article: CM0013597



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-MELK pour les applications de Western blot et d'ELISA sur des échantillons humains, murins et de rat. Cible la kinase à fermeture éclair de leucines maternelle et embryonnaire, impliquée dans le cycle cellulaire et l'apoptose.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MELK Rabbit pAb
Remarques/Alias	HPK38; MELK
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	9833
GeneID	9833
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 412-651 de la MELK humaine (NP_055606.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	Q14680
Poids de la protéine	75 kDa
Expédition	Sac de glace