


Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Melk/Hpk38 Pour Wb, Elisa - Q14680

Numéro d'article: CM0005400



Introduction

Anticorps monoclonal lapin de haute qualité dirigé contre le MELK (HPK38) humain. Validé pour WB et ELISA. Réagit de manière croisée avec l'humain, la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur le cycle cellulaire, l'apoptose et le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	MELK Lapin mAb
Remarques/Alias	HPK38; MELK
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	9833
GeneID	9833
Immunogène	Peptide Synthétique (Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 du MELK humain (NP_055606.1))
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q14680
Poids Protéique	75kDa
Expédition	Sac de glace