

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Memo1 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Y316

Numéro d'article: CM0030717



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le MEMO1 humain pour WB, IHC-P et ELISA. Réagit avec l'humain, la souris et le rat. Idéal pour l'étude de la motilité cellulaire induite par ERBB2 et de la migration du cancer du sein.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MEMO1 Lapin pAb
Remarques/Alias	MEMO; C2orf4; CGI-27; NS5ATP7; MEMO1
Espèce	Humain
GeneID (humain)	51072
GeneID	51072
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-297 du MEMO1 humain (NP_057039.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9Y316
Poids moléculaire	34kDa
Expédition	Sac de glace