


Anticorps Polyclonal Anti-Menine Pour Wb, Elisa - 000255

Numéro d'article: CM0013063



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la Menine humaine, validé pour WB et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris. La Menine est un régulateur transcriptionnel clé et un composant du complexe méthyltransférase d'histone MLL/SET1.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Menin Rabbit pAb
Remarques / Alias	MEAI; SCG2; Menin
Espèce	Humain
GeneID (humain)	4221
GeneID	4221
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 266-615 de la Menine humaine (NP_000235.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	000255
Poids de la protéine	68kDa
Expédition	Sac de glace