

Anticorps Polyclonal Anti-Mep1A Pour Wb Et Elisa - Q16819

Numéro d'article: CM0030326



Introduction

L'anticorps MEP1A Lapin pAb est un anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la sous-unité alpha de la méprine A humaine. Validé pour le WB et l'ELISA, il détecte MEP1A dans des échantillons humains, murins et de rat. Idéal pour la recherche sur les métalloprotéases et le développement de DVI.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	MEP1A Lapin pAb
Remarques/Alias	PPHA; MEP1A
Espèce	Humain
ID du Gène (Humain)	4224
ID du Gène	4224
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 440-700 de MEP1A humain (NP_005579.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q16819
Poids Moléculaire Protéique	84kDa
Expédition	Sac de glace