

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Mepce Pour If/Cci Et Elisa - Q7L2J0

Numéro d'article: CM0029771



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la MEPCE humaine (7SK snRNA methylphosphate capping enzyme), adapté pour l'IF/CCI et l'ELISA. Idéal pour étudier le complexe RNP 7SK et la régulation transcriptionnelle.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MEPCE Lapin pAb
Remarques/Alias	BCDIN3 ; MEPCE
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	56257
ID du gène	56257
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 470-689 de la MEPCE humaine (NP_062552.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	IF/CCI, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q7L2J0
Poids protéique	74 kDa
Expédition	Sac de glace