

Anticorps Polyclonal Anti-Mepe Pour Wb, Elisa - Q9Nq76

Numéro d'article: CM0026482

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité contre la MEPE humaine, adapté pour le WB et l'ELISA. Détecte la MEPE dans des échantillons humains, murins et de rat. Idéal pour la recherche sur la minéralisation osseuse et la pulpe dentaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MEPE Lapin pAb
Remarques/Alias	OF45 ; MEPE
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	56955
GeneID	56955
Immunogène	Protéine recombinante / Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 90-256 de la MEPE humaine (NP_064588.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9NQ76
Poids protéique	58 kDa
Expédition	Sac de glace