

Anticorps Polyclonal Anti-Nucléoprotéine Du Mers-Cov Pour Wb, Elisa - K9N4V7

Numéro d'article: CM0019859



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la Nucléoprotéine (protéine N) du MERS-CoV, validé pour WB et ELISA. Cible la protéine de la nucléocapside essentielle à l'encapsidation et à la réplication de l'ARN viral. Convient pour la recherche sur les coronavirus et le développement de tests diagnostiques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-Nucléoprotéine du MERS-CoV
GeneID	14254601
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-413 de la Nucléoprotéine du coronavirus (YP_009047211.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	MERS-CoV
SWISS	K9N4V7
Poids protéique	45 kDa
Expédition	Sac de glace