

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Nucléoprotéine Mers-Cov Pour Wb, Elisa - K9N4V7

Numéro d'article: CM0006593



Introduction

Anticorps monoclonal lapin ciblant la nucléoprotéine du MERS-CoV, validé pour les applications WB et ELISA. Il reconnaît spécifiquement le MERS-CoV, avec un poids moléculaire prédit de 45 kDa. Idéal pour la recherche sur les coronavirus et le développement de tests diagnostiques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb lapin anti-nucléoprotéine MERS-CoV
Espèce	Humain
Identifiant génétique (Humain)	14254601
Identifiant génétique	14254601
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-413 de la nucléoprotéine du coronavirus (YP_009047211.1).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	MERS-CoV
SWISS	K9N4V7
Poids de la protéine	45kDa
Expédition	Sac de glace