


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Spike Rbd Du Mers-Cov Pour Wb, If/Icc, Elisa - K9N5Q8

Numéro d'article: CM0024482



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le domaine de liaison au récepteur (RBD) de la protéine Spike du MERS-CoV (YP_009047204.1). Validé pour WB, IF/ICC, ELISA ; réagit avec le MERS-CoV. Convient pour la recherche sur l'entrée virale et la protéine Spike.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-Spike RBD du MERS-CoV
Espèce	Coronavirus
GeneID	14254594
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 18-725 du domaine de liaison au récepteur (RBD) de la protéine Spike du coronavirus (YP_009047204.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	MERS-CoV
SWISS	K9N5Q8
Poids moléculaire protéique	149 kDa
Expédition	Sac de glace