


Anticorps Monoclonal Anti-Mertk Pour Wb - Q12866

Numéro d'article: CM0002925



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin de haute qualité dirigé contre la MERTK humaine, validé en WB et ELISA. Cible la tyrosine kinase réceptrice Mer, essentielle pour l'efférocytose des macrophages et la santé rétinienne. SWISS : Q12866.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MERTK mAb de lapin
Remarques / Alias	MER ; RP38 ; c-Eyk ; c-mer ; Tyro12 ; MERTK
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	10461
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 de la MERTK humaine (Q12866)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonal
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q12866
Poids de la protéine	110 kDa
Expédition	Sac de glace