


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Mertk/Mer Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q12866

Numéro d'article: CM0028130



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre le MERTK humain (MER, Tyro12), validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Détecte le MERTK dans les tissus humains, de souris et de rat ; idéal pour les études sur la phagocytose et la signalisation cancéreuse.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MERTK Lapin pAb
Remarques/Alias	MER; RP38; c-Eyk; c-mer; Tyro12; MERTK
Espèce	Humain
ID de gène	10461
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 26-499 du MERTK humain (NP_006334.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q12866
Poids moléculaire	110kDa
Expédition	Sac de glace