

Anticorps Polyclonal Anti-Mesdc2 Pour Wb Et Elisa - Q14696

Numéro d'article: CM0018278

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre MESDC2 (chaperon LRP MESD, OI20), validé pour WB et ELISA. Reconnaît MESDC2 humain et murin. Immunogène recombinant (aa1-234). Idéal pour la recherche sur LDLR et la signalisation Wnt.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MESDC2 Rabbit pAb
Remarques/Alias	BOCA; OI20; MESDC2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	23184
GeneID	23184
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-234 de MESDC2 humain (NP_055969.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q14696
Poids protéique	26kDa
Expédition	Sac de glace