


Anticorps Monoclonal Anti-Mésothéline Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q13421

Numéro d'article: CM0005286



Introduction

Anticorps monoclonal recombinant de lapin dirigé contre la Mésothéline humaine (MSLN/MPF), validé pour Western blot, IHC-P et ELISA. Cible les acides aminés 296-606. Adapté à la recherche sur le cancer et l'adhésion cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Mésothéline Rabbit mAb
Remarques / Alias	MPF; SMRP; Mésothéline
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	10232
ID du gène	10232
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 296-606 de la Mésothéline humaine (NP_037536.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q13421
Poids de la protéine	67KDa/68KDa/71KDa
Expédition	Sachet de glace