


Anticorps Polyclonal Anti-Mésothéline Pour Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q13421

Numéro d'article: CM0013496



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la Mésothéline humaine (MSLN, MPF, SMRP) validé pour WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Réagit avec l'Homme, la Souris et le Rat. Adapté à la recherche sur le cancer et les cellules mésothéliales.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Mésothéline Rabbit pAb
Remarques / Alias	MPF, SMRP, Mésothéline
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	10232
GeneID	10232
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 296-606 de la Mésothéline humaine (NP_037536.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q13421
Poids de la protéine	69kDa
Expédition	Sac de glace