


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Mésothéline Pour Wb, If-P, Elisa - Q13421

Numéro d'article: CM0007824



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-mésothéline de haute qualité validé pour WB, IF-P, ELISA. Réagit avec l'humain et le rat. Idéal pour la recherche sur le cancer/la mésothéline. Cet anticorps détecte la mésothéline, une protéine d'adhésion cellulaire, et convient au développement de tests diagnostiques. SWISS : Q13421.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-mésothéline
Remarques/Alias	MPF ; SMRP ; Mésothéline
Espèce	Humain
Identifiant du gène	10232
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 500 et 600 de la mésothéline humaine (Q13421)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Rat
SWISS	Q13421
Poids moléculaire de la protéine	69 kDa
Expédition	Sac de glace