


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Mésothéline Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q13421

Numéro d'article: CM0002561



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre la mésothéline humaine (MSLN), validé pour le WB, l'IHC-P et l'ELISA. Spécifique du biomarqueur tumoral CAK1/MPF, idéal pour la recherche sur le cancer et le développement de tests diagnostiques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-Mésothéline
Remarques/Alias	MPF ; SMRP ; Mésothéline
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	10232
GenelD	10232
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 296-606 de la mésothéline humaine (NP_037536.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonal
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q13421
Poids protéique	69 kDa
Expédition	Sac de glace