


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Mésothéline Pour Wb, Elisa - Q13421

Numéro d'article: CM0027954



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la mésothéline humaine (SWISS : Q13421) pour des applications en Western blot et ELISA. Reconnaît la mésothéline humaine et murine ; utile pour la recherche sur le cancer et les mégacaryocytes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Mésothéline Rabbit pAb
Remarques/Alias	MPF ; SMRP ; Mésothéline
Espèce	Humaine
GeneID	10232
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 296-606 de la mésothéline humaine (NP_037536.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q13421
Poids de la protéine	69 kDa
Expédition	Sac isotherme avec glace