

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Mest Pour Wb, If/Icc Et Elisa - Q5Eb52

Numéro d'article: CM0025254

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la protéine MEST (PEG1) humaine, adapté pour WB, IF/ICC et ELISA. Réactivité croisée avec l'humain et la souris. Utile pour l'étude de la neurogenèse et de la différenciation adipogénique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MEST Rabbit pAb
Remarques / Alias	PEG1; MEST
Espèce cible	Humain
GeneID (Humain)	4232
GeneID	4232
Immunogène	Protéine recombinante (protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 146-335 de la protéine MEST humaine (NP_002393.2))
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q5EB52
Poids de la protéine	39kDa
Expédition	Sac de glace