

Anticorps Polyclonal Anti-Met Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P08581

Numéro d'article: CM0022844



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le MET humain (récepteur du facteur de croissance des hépatocytes). Validé pour WB, IHC-P, ELISA avec réactivité croisée contre l'humain, la souris, le rat. Convient pour la recherche sur le cancer et les études de signalisation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MET Rabbit pAb
Remarques/Alias	DA11 ; HGFR ; AUTS9 ; RCCP2 ; c-Met ; DFN97 ; MET
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	4233
Identifiant du gène	4233
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 518-840 du MET humain (NP_000236.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P08581
Poids moléculaire de la protéine	156 kDa
Expédition	Sac de glace