

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Met Pour Wb Et Elisa - P08581

Numéro d'article: CM0006287



Introduction

Anticorps monoclonal lapin anti-MET haute performance validé pour le Western blotting (WB) et l'ELISA. Reconnaît le MET humain ; réagit de manière croisée avec la souris. Idéal pour les études sur la signalisation du cancer et le développement de tests IVD.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	MET Lapin mAb
Remarques/Alias	DA11; HGFR; AUTS9; RCCP2; c-Met; DFNB97; MET
Espèce	Humain
ID de Gène	4233
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 960-1161 du MET humain (NP_000236.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Souris
SWISS	P08581
Poids Protéique	156kDa
Expédition	Sac de glace