

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Met Pour Wb Et Elisa - P08581

Numéro d'article: CM0016462



Introduction

L'anticorps polyclonal de lapin anti-MET (P08581) de CamelBio est validé pour le Western Blot et l'ELISA sur échantillons humains et de rat, ciblant le récepteur du facteur de croissance hépatocytaire c-Met pour la recherche sur la signalisation et le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MET Rabbit pAb
Remarques / Alias	DA11, HGFR, AUTS9, RCCP2, c-Met, DFN897, MET
Espèce	Humaine
GenelD	4233 (Humain)
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 960-1161 de la MET humaine (NP_000236.2)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Rat
SWISS	P08581
Poids de la protéine	156 kDa
Expédition	Sac de glace