


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Metap2 Pour Wb Et Elisa - P50579

Numéro d'article: CM0029765



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le METAP2 humain (méthionine aminopeptidase 2), validé pour le Western blotting et l'ELISA avec réactivité croisée vers la souris. Idéal pour les études sur la synthèse des protéines et le contrôle de la traduction.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	METAP2 Lapin pAb
Remarques/Alias	MAP2; MNPEP; p67eIF2; METAP2
Espèce	Humain
GeneID	10988 (Humain)
Immunogène	Prot protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-220 du METAP2 humain (NP_006829.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris
SWISS	P50579
Poids Protéique	53kDa
Expédition	Sac de glace