


Anticorps Polyclonal Anti-Mettl13 Pour Wb, Elisa - Q8N6R0

Numéro d'article: CM0030870



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre METTL13 humain, validé pour WB et ELISA. Détecte METTL13 dans des échantillons humains, de souris et de rat. Convient pour l'étude de la méthylation de eEF1A et de la régulation traductionnelle. Poids de la protéine ~79kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	METTL13 Lapin pAb
Remarques/Alias	feat; DFNM1; CGI-01; DFNB26; DFNB26M; KIAA0859; EEF1AKNMT; 5630401D24Rik; METTL13
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	51603
GeneID	51603
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 540-699 de METTL13 humain (NP_057019.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q8N6R0
Poids de la Protéine	79kDa
Expédition	Sac de glace