

Anticorps Monoclonal Anti-Mettl14 (Validé Par Kd) Pour Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - Q9Hce5

Numéro d'article: CM0007364



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin contre METTL14 (immunogène recombinant, validé par KD) reconnaît l'humain/souris/rat. Pour WB, IHC-P, IP, ELISA dans la recherche sur la méthylation m6A, l'horloge circadienne et la différenciation des cellules souches.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé par KD] METTL14 Rabbit mAb
Remarques / Alias	hMETTL14; [Validé par KD] METTL14
Espèce	Humain
GeneID	57721
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-210 de la protéine METTL14 humaine (NP_066012.1).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Applications	WB, IHC-P, IP, ELISA
Réaction croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9HCE5
Poids de la protéine	52 kDa
Expédition	Sac de glace